

Clario Aspiratore per le vie respiratorie

SOLLIEVO RAPIDO PER UNA TRACHEOASPIRAZIONE SILENZIOSA



Sollievo rapido

- Livelli di vuoto preimpostati secondo la forza di aspirazione consigliata dall'Associazione americana per la cura delle vie respiratorie (AARC) ¹
- La misura del contenitore, unica e compatta, consente una preparazione rapida del vuoto

Prestazioni silenziose

- Attività calma e a bassa vibrazione
- Rumore ridotto < 65 dB(A) per un trattamento discreto

La soluzione per i bambini: Clario Toni

- Soddisfa le esigenze specifiche e uniche di bambini e neonati
- Conforme alle linee guida per la respirazione con livelli di vuoto a -60 e -100 mmHg

Sollievo rapido, prestazioni silenziose e design intelligente

I livelli di vuoto preimpostati degli aspiratori Clario e Clario Toni sono conformi alle linee guida dell'AARC per un'aspirazione rapida e sicura delle vie respiratorie in adulti e bambini. Una volta scelto, il livello di vuoto rimane costante. Cosa più importante, l'aspirazione inizia immediatamente per conferire rapido sollievo, grazie all'esclusiva misura ridotta del contenitore.

Il design orientato all'utente rende pulizia e riassettaggio facili e infallibili.

L'attività silenziosa e l'aspetto elegante e sobrio permettono un'aspirazione discreta in pubblico, mentre il design leggero e portatile offre libertà all'utente sia dentro che fuori casa. È facile da pulire e il design a triplice livello di igiene garantisce un controllo delle infezioni superiore. I fluidi non riescono a entrare nell'aspiratore.



Panoramica sulle caratteristiche principali



Facile e pratico da usare

- Le impostazioni predeterminate di vuoto (conformi alle linee guida dell'AARC) consentono di selezionare un'impostazione e utilizzare immediatamente l'aspiratore per ottenere un rapido sollievo.
- Non è necessario reimpostare i livelli di vuoto; è sufficiente impostarli una sola volta per utilizzare il vuoto ogniqualvolta necessario.
- Inserire semplicemente il contenitore, senza utilizzare altri tubi o filtri.



Ideale da usare fuori casa

- Il design leggero e portatile consente all'utente di portare l'aspiratore con sé.
- Le versioni alimentate a batteria offrono più di 50 minuti di operatività per ogni carica.
- La silenziosità dell'aspiratore rende più discreta l'aspirazione in movimento e in pubblico.







La sicurezza prima di tutto

- Il triplice livello igienico impedisce l'accesso dei fluidi all'interno dell'aspiratore.
- Le estremità smussate e i collegamenti tramite un clic facilitano la pulizia dell'aspiratore.

¹ AARC Clinical Practice Guideline: Nasotracheal Suctioning—2004 Revision & Update, RESPIRATORY CARE • SEPTEMBER 2004 VOL 49 NO 9

Dati tecnici

	alto vuoto Clario: -135 / -270 / -600 mmHg Clario Toni: -60 / -100 / -600 mmHg
	basso flusso 15 l/min.

	CA 1,7 kg CA/CC 2,0 kg
	A x L x P 223 x 255 x 95 mm

Garanzia di 2 anni



Tecnologia per il vuoto medicale per gli operatori sanitari

Per informazioni dettagliate, contattateci o contattate il rappresentante Medela locale.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Italy
Medela Italia Srl a socio unico
Via Turrini, 13-15 – Loc.
Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch

Contatti locali

